

Document d'aide à la préparation et à la programmation

Etiquette sigma du patient	Préparation Initiale ou nouvelle poche	Modification N° _____	Modification N° _____
	Date et heure ____ / ____ / ____ h	Date et heure ____ / ____ / ____ h	Date et heure ____ / ____ / ____ h
	Morphine Oxycodone (oxynorm IV)	Midazolam Kétamine	
Quantité par 24 heures	_____ mg/24h	_____ mg/24h	_____ mg/24h
Préparé par (Nom IDE)			
Voie d'administration	IV autre _____ ↑		
Type d'administration * entourer votre choix	Continu * Bolus seul * Continu et bolus *		
Concentration (mg/ml)	_____ mg/ml		
Débit continu théorique (mg/h)	_____ mg/h	_____ mg/h	_____ mg/h
Débit continu arrondi (mg/h) (PCA rythmic évolution : 1 chiffre après la virgule)	arrondi _____ mg/h		
Dose de bolus	_____ mg	_____ mg	_____ mg
Période d'interdiction	_____ minutes	_____ minutes	_____ minutes
Dose limite 4h	_____ Max bolus / 4h Ou aucune limite <input type="checkbox"/>		
Volume à perfuser (ml)	_____ ml Soit _____ mg		
Calculs et spécialités contrôlés avant préparation de la poche par (Nom IDE)			
Programmation pompe contrôlée par (Nom IDE)*			
Changement de la tubulure	OUI NON	OUI NON	OUI NON
Surveillance (EVA- Score de sédation- FR - Effets indésirables)	Toutes les 1/4h pendant 2h Puis Toutes 1/2h pendant 2h Puis Toutes les 2h → document type	Toutes les 1/4h pendant 2h Puis Toutes 1/2h pendant 2h Puis Toutes les 2h → document type	Toutes les 1/4h pendant 2h Puis Toutes 1/2h pendant 2h Puis Toutes les 2h → document type

Entre les différents professionnels la concentration de la solution d'opioïde doit être exprimée en mg /ml et jamais en pourcentage

* A chaque changement d'équipe la programmation de la pompe est vérifiée et tracée dans IDEOMED